

臨床データ

Strep A:

	Bacterial Culture Method		Total
	Positive	Negative	
Positive	37	2	39
Negative	3	104	107
	40	106	146

臨床感度は92.50% (95%CI=79.61%～98.43%)、臨床特異度は98.11% (95%CI=93.35%～99.77%)、臨床合計一致率は96.58% (95%CI=92.19%～98.88%) です。

COVID-19 :

	COVID-19 PCR		Total
	Positive	Negative	
Positive	185	0	185
Negative	6	357	363
	191	357	548

臨床感度は96.86% (95%CI=93.29%～98.84%)、臨床特異度は100.0% (95%CI=98.97%～100.0%)、臨床合計一致率は98.91% (95%CI=97.63%～99.60%) です。

フック効果

Strep A/COVID-19 抗原迅速検査では、高濃度の劇症型溶血性レンサ球菌および SARS-CoV-2 では高用量のフック効果は観察されませんでした。